

Información Magistral

Nº 31 Julio-Agosto 2010



CLINDAMICINA HCl vs. CLINDAMICINA FOSFATO

El antibiótico CLINDAMICINA se usa por vía tópica, oral y parental.

Vía tópica:

El clorhidrato de clindamicina (clindamicina HCl) es la sal que se usa preferentemente por vía tópica en dosis del 1 al 2 % para el tratamiento del acné inflamatorio o mixto, la rosácea e infecciones de la piel y mucosas.

Vía oral:

Por esta vía se usa la clindamicina HCl.

Se adjuntan las equivalencias entre clindamicina base y sus sales:

1,13 g de clindamicina HCl equivalen a 1 g de clindamicina

1,2 g de clindamicina fosfato equivalen a 1 g de clindamicina

Por tanto 1 g de clindamicina fosfato equivale a 0,94 g de clindamicina HCl

Puede consultar la Ficha Técnica en:

www.fagron.es/Farmacia/Productos/FichasTécnicas

ÍNDICE

CLINDAMICINA HCl
G.M.P.
MAQUINARIA
FORMACIÓN F.M.
NUEVOS PRODUCTOS
CONGRESOS
F.M. EN INTERNET

FAGRON IBERICA

Josep Tapiolas, 150 - 08226
Terrassa (Barcelona)
Tel. +34 93 731 07 22
Fax +34 93 731 16 44
fagron.es

FÓRMULAS MAGISTRALES ORIENTATIVAS CON CLINDAMICINA

Estas fórmulas asocian un antibiótico con un comedolítico para el tratamiento del Acné Mixto:

Clindamicina HCl	2 %
Tretinoína	0,04 %
Indometacina	2 %
Gel Dermatológico	
Fagron c.s.p.	50 g

Clindamicina HCl	2 %
Ácido glicólico	10 %
Base Beeler Fagron(*) c.s.p.	50 g

Puede formularse en combinación con retinoides en forma de Gel acuoso, preferentemente Gel Carbómero Fagron, ya que por su particular composición es compatible con Clindamicina HCl.

Clindamicina HCl	2 %
Tretinoína	0,02-0,06 %
Gel Carbómero Fagron c.s.p.	50 g

Asociación con metronidazol para el tratamiento de la Rosácea, en un excipiente adecuado para pieles reactivas:

Metronidazol	0,7 %
Clindamicina HCl	1 %
Cremagel Base Sens Fagron(*) c.s.p.	50 g

(*) Testado dermatológicamente



Magistral en farmacia

Formulación Magistral = Medicamento Individualizado

Una alternativa de futuro

Medicamento individualizado: La Formula Magistral lo lleva haciendo durante siglos, desde las más antiguas civilizaciones, esta ha sido el mejor ejemplo de tratamiento personalizado. Actualmente la Formulación Magistral es una practica que garantiza la seguridad y eficacia de los medicamentos individualizados.

La plena implantación de la medicación «individualizada y personalizada» es el gran desafío de futuro de los sistemas públicos de salud. Desde la prevención al tratamiento, la tendencia es poder ofrecer un servicio personalizado a cada uno de los pacientes.

Todos los profesionales del sector adaptamos continuamente nuestra actividad a los nuevos estándares de calidad que generan más confianza a prescriptores y pacientes.

En este sentido y con las nuevas medidas de racionalización del gasto farmacéutico, la Formulación Magistral nos ofrece nuevas posibilidades de negocio como ocurre en los países de nuestro entorno.

Almacenes mayoristas vs. normas de correcta fabricacion (G.M.P.)

Posterior a la publicación del R.D. 2259/1994, decreto que regula a los almacenes distribuidores de Materias Primas para Formulación Magistral, la Comisión Europea dictó dos nuevas Directivas en materia de medicamentos (la Directiva 2003/94/CE y la Directiva 91/412/CEE). En ellas se establecen los principios y directrices de las Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos (G.M.P.). Actualmente, en nuestro país la norma está en proceso de transposición. Desde nuestro departamento jurídico les seguiremos informando.



Le recordamos que Fagron Iberica pone a disposición de sus clientes su Departamento Jurídico. Puede enviar sus consultas a marcosvinzia@fagron.es

Maquinaria Fagron

MOLINO PARA CREMAS

Más de 5.000 unidades vendidas de este molino para cremas en Estados Unidos en el último año.

Aprobado por la FDA. Es fácil de utilizar, rápido y de reducidas dimensiones. Con el molino para cremas consiga una esmerada trituración u homogeneización de ungüentos, cremas, pastas, gel y suspensiones.

Se depositan todos los ingredientes en el mezclador junto al excipiente y el compuesto fluye a través. El grado de trituración de los ingredientes lo elige usted graduando el espacio de obertura entre los rodillos.

Si el resultado es el deseado puede retirarse y envasar, en caso contrario, repetir la operación.



MAQUINA PARA CAPULAS MC-100 + 100

Ideal para las Oficinas de Farmacia donde se elaboran regularmente dos tamaños de cápsulas. Este sistema se compone de dos máquinas encapsuladoras equipadas con accesorios para dos tamaños diferentes de cápsulas y de un orientador idóneo para servir a ambas encapsuladoras. Al estar diseñada en bases individuales se puede desplazar y almacenar fácilmente permitiendo trabajar a dos personas de forma simultánea.

Permite producir hasta 3200 cápsulas por hora, en todos los formatos (del triple o al 5).



Puede ver el video de esta máquina en el Canal de Fagron Iberica en Youtube

Catálogo de envases y maquinaria en:
www.fagron.es/farmacia/productos/materialdelaboratorio (catálogos en PDF)

Envases Fagron

Frasco PEHD

Tendencia Fagron

MATERIAL

PEHD (Polietileno de alta densidad)

COLOR

Blanco

CAPACIDAD

100ml / 200ml

DIÁMETRO BOCA

20mm

ALTURA TOTAL

154mm / 135 mm

TAPÓN

Dosificador

CANTIDAD POR PACK

30 unidades



Magistral en farmacia

FAGRON 2010

LÍDERES en la promoción de la FORMACIÓN en FORMULACIÓN MAGISTRAL

Eventos realizados ó promocionados por Fagron y/o en colaboración con otras entidades

Enero

- Formulación Magistral para Farmacéuticos de Hospital en Barcelona (Organiza COF Bcn/Colabora Aprofarm)

Febrero

- Formación Atención Primaria y Pediatría en CAP Corbera (Bcn)
- Curso de Formulación Cosmética en IUCT (Tres Cantos, Madrid)
- Actualización de la FM en Dermatología en Huesca (Organiza CoF Huesca)
- Congreso SEME – Soc. Española de Medicina Estética, Bcn.

Marzo

- Actualización de la FM en Dermatología en Huesca (Organiza CoF Huesca)
- Curso de Nuevas Formulaciones Magistrales en Barcelona (Organiza COF Bcn/Colabora Aprofarm)
- Taller de Formulación Magistral para Técnicos y Aux. de Fcia (Organiza COF Bcn/Colabora Aprofarm)

Abril

- Formación en Atención Primaria en CAP Can Pantiquet-Mollet (Bcn).
- Formación Hospitalaria en Servicio de Dermatología en Hospital Clínico (Bcn), Hospital de Mar (Barcelona), Hospital Joan XXII (Tarragona) y Hospital General de Valencia.
- Sesión formativa en el Instituto Valenciano de Oncología.

- Actualización de la FM en Dermatología en Huesca (Organiza CoF Huesca)
- II Symposium Rafael Alvarez Colunga – Formulación Pediátrica: Avances y Nuevas perspectivas. Sevilla (Organiza AFA)

Mayo

- III Forum Aprofarm “La Formulación como fuente de Recursos Terapéuticos” Barcelona (Org. Aprofarm).
- Congreso Nacional de Dermatología y Venereología. Málaga
2ª Sesión de formación en Atención Primaria en CAP Can Pantiquet-Mollet (Bcn).
- Sesión formativa en Instituto de Formación e Innovación de la Salud en Portugal.

Junio

- Curso Post-grado. “Elaboración y Control de Calidad de Formulación Oficial y Magistral”, Barcelona (Org. Univ. Autónoma de Bcn)
- 59 Congreso Nacional de la Asociación Española de Pediatría. Gran Canaria

Octubre

- Congreso Nacional de la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas, Huesca (Organiza AEFF)

NUEVOS PRODUCTOS FAGRON

Urea Pulverizada

¡Pensada para el Farmacéutico Formulista!

Fácil disolución y no rasca. Utilizando Urea pulverizada en las todas formulaciones con urea obtendrá cremas más suaves y agradables de aplicar en menos tiempo. Disponible en presentación de 250 g y 1 Kg.

CONGRESOS AEDV y AEP

Fagron ha participado un año más en el Congreso Nacional de Dermatología y Venereología, informando a los dermatólogos asistentes sobre las ventajas de la Formulación, presentado DEXEM y entregando el **Pocket Magistral II**; compendio de Fórmulas Magistrales para Mucosa. Una herramienta útil y Práctica muy apreciada por los prescriptores. Si usted desea recibirla solicítela en: consultas@fagron.es

FORMULACIÓN MAGISTRAL EN INTERNET

Entre en www.youtube.com y escriba fagroniberica en el buscador. Accederá a vídeos de maquinaria, presentación corporativa y al estudio de Rosa Mosqueta Fagron en radioterapia, con más de 2.500 visitas hasta el momento.



fagron.es

Manipulación y distribución de materias primas > Envases > Material de



Magistral en farmacia