

Información Magistral

Nº 32 Septiembre-Octubre 2010



HIDROQUINONA - Fórmulas

TRÍADA DE KLIGMAN (ó fórmula tridespigmentante)

Hidroquinona	5 %
Tretinoína	0,10 %
Indometacina	0,10 %
Sodio metabisulfito	0,05 %
Base Beeler Fagron (o Crema Lanette I Fagron) c.s.p.	100 g

TRÍADA DE KLIGMAN MODIFICADA

Hidroquinona	2-4 %
Tretinoína	0,02 -0,05 %
Indometacina	3 %
Sodio metabisulfito	0,05 %
Base Beeler Fagron (o emulsión w/s) c.s.p.	50 g

Las distintas modificaciones de la Tríada de Kligman buscan mantener su eficacia minimizando los efectos secundarios.

Aplicación: Tratamiento despigmentante de aplicación facial.

Las hiperchromias que se benefician del tratamiento tópico son las efélides (pecas), el léntigo solar-senil, el melasma, las hiperchromias postinflamatorias y las melanosis por fotosensibilizantes.

DESPIGMENTANTES:

- Inhibidores de la tirosinasa

Ácido ascórbico	3-5 %
Ácido azelaico	15-20 %
Ácido fítico (40% solución)	1 %
Ácido kójico	2-4 %
Ácido tióctico	2-8 %
Arbutina	4 %
Ascorbil fosfato sódico	3-5 %
Hidroquinona	2-5 % cara 4-6 % cuerpo
Morera, extracto	2-5 %
Aceite rosa mosqueta	5-10 %
Ácido glicólico	8-10 %

- Supresores no selectivos de la melanogénesis y sinergizantes

Corticoides:

Hidrocortisona	1 %
Triamcinolona acetónido	0,10 %
Gluconolactona	1-15 %
Indometacina	2-3 %
Tretinoína	0,01-0,05 %

ÍNDICE

HIDROQUINONA
REAL DECRETO
MAQUINARIA Y ENVASES FAGRON
NUEVOS PRODUCTOS FAGRON
DEXEM REPAIR

FAGRON IBERICA

Josep Tapiolas, 150 - 08226
Terrassa (Barcelona)
Tel. +34 93 731 07 22
Fax +34 93 731 16 44
fagron.es



Magistral en farmacia

REAL DECRETO 824/2010

Como consecuencia de las dos nuevas Directivas en materia de medicamentos (Directiva 2003/94/CE y 91/412/CEE) dictadas por la Comisión Europea, en las que como se indicaba en el número anterior, se establecían los principios y directrices de las Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos (G.M.P.), se ha modificado la normativa que regula la actividad de los proveedores de materia prima.

La indicada nueva normativa, se publicó el pasado 8 de julio en el B.O.E., siendo esta: *el Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y medicamentos en investigación.*

La indicada norma, considera a los proveedores como fabricantes de materia prima, y determina la obligación de cumplir las referenciadas G.M.P.'s, que implican, entre otros aspectos, un mayor control respecto de la procedencia de las materias primas (únicamente pueden adquirirse a fabricantes que cumplan G.M.P.'s), así como garantizar una mayor seguridad en todo el proceso de reacondicionamiento de las mismas (instalaciones de clase D, validación de la limpieza con el fin de garantizar la ausencia de riesgo de contaminaciones cruzadas, envasado de productos citostáticos, altamente tóxicos e inflamables en instalaciones adecuadas). Ello garantiza la máxima calidad, seguridad y eficacia de las materias primas que deben utilizarse en la elaboración de Fórmulas Magistrales.



Le recordamos que Fagron Iberica pone a disposición de sus clientes su Departamento Jurídico. Puede enviar sus consultas a marcosvinzia@fagron.es

Maquinaria y Envases Fagron

DS-3 HOMOGENEIZADOR

El mezclador turbo emulsor DS-3 es adecuado para mezclar, homogeneizar, emulsionar y desintegrar con notable versatilidad de empleo. El motor, con potencia de 600 W, es capaz de desarrollar hasta 12.500 revoluciones por minuto. Capacidad: 10 litros.

Todas las piezas están realizadas en acero inox. AISI 316. Su sistema de mezcla, permite reducir considerablemente los tiempos de trabajo respecto a un agitador normal.



FRASCO PEHD CILINDRADA FAGRON

MATERIAL
PEHD (Polietileno de alta densidad)
COLOR
Blanco
CAPACIDAD
60ml / 125ml / 250ml
DIÁMETRO BOCA
34mm / 41mm / 48mm
ALTURA TOTAL
130mm / 150mm / 200mm
TAPÓN
Spray
CANTIDAD POR PACK
30 unidades



Catálogo de envases y maquinaria en:
www.fagron.es/farmacia/productos/materialdelaboratorio (catálogos en PDF)

Todos los envases Fagron se distribuyen con su correspondiente Certificado de Análisis.

NUEVOS PRODUCTOS FAGRON

Orlistat

- EVITA LA ABSORCIÓN DE LAS GRASAS DE LA DIETA
- REDUCE LA INGESTA CALÓRICA

Posología:

120 mg, vía oral, tres veces al día, durante las comida, inmediatamente antes o hasta 1 hora después.

Ejemplo de Formulación:

Orlistat	120,00 mg
Excipiente N.1 para cápsulas	c.s.
Para 1 cápsula, nº 60	

Slimaluma™

- REDUCE EL APETITO
- REDUCE LA INGESTA CALÓRICA
- REDUCE LA CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL
- SIN CONTRAINDICACIONES

Estudios Clínicos han demostrado su eficacia

Posología:

De 1 g a 1,5 g al día, repartidos en dos o tres tomas antes de las principales comidas. La duración del tratamiento recomendada debe ser como mínimo de 1 mes, recomendándose los dos meses de tratamiento.

Ejemplo de Formulación:

Slimaluma™	450,00 mg
Levadura de cerveza	50,00 mg
Excipiente N.1 para cápsulas	c.s.
Para 1 cápsula, nº 60	

Aceite Capilar Fagron

- Excipiente oleoso ligero de tacto seco.
- Preparado. Sólo añadir activos.
- Facilita la adherencia en la zona capilar.
- Evita el uso de emulsiones en cuero cabelludo.
- Compatible con:

Ácido salicílico (2-4%), Clotrimazol (1%), Triamcinolona acetónido (0,1 %), Clobetasol propionato (0,05%), Ictamol (1-1,5 %) y Urea (5%), con el uso de emulgentes W/O (Sorbitan oleato).

Consulte todas los nuevos productos del 2010 en:
www.fagron.es/Farmacia/Productos/NuevosProductos



LA SOLUCIÓN MÁS EFICAZ SIN CORTICOIDES PARA LOS ECZEMAS


DEXEM® es la nueva generación de productos para aliviar los síntomas del eczema (picor, piel seca, enrojecida e irritada).

No contiene hormonas ni corticoides. Puede utilizarse con total seguridad a cualquier edad (bebés, niños y adultos).



TESTADO CLÍNICAMENTE

Se ha realizado un Estudio clínico en más de 250 pacientes, avalado por dermatólogos, que confirma la eficacia de DEXEM®.



Más información disponible en www.dexemrepair.es

SIGUENOS EN  **YouTube**
Broadcast Yourself™

Entre y escriba fagroniberica en el buscador.
Accederá a informes de DEXEM® y más videos Fagron.

fagron.es

Manipulación y distribución de materias primas > Envases > Material de Laboratorio > Maquinaria para la elaboración de Fórmulas Magistrales

Josep Tapiolas, 150 - 08226 Terrassa (Barcelona)
Tel. +34 93 731 07 22 Fax +34 93 731 16 44

© Fagron Iberica, S.A.U., 2010



Magistral en farmacia